

# MK400 Presoterapia



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 programas de compresión

Fácil programación

Presión (mínima y máxima)

Tiempo programable

Velocidad programable (1-6)

Medidas: 427mm (a) x 330mm (l) x 240mm (H)

Peso: 11Kg

Accesorios incluidos: 2 botas y 1 envoltura para el tronco (tórax y abdomen)



QUARTZ Cosmetics, S.L

C/ Balmes 323 1º 3ª

08006 Barcelona

Tel. +34 93 414 76 34

Fax. +34 93 202 03 12

customerservice@quartzcosmetics.com

www.quartzcosmetics.com

## MK400

# Presoterapia

El buen funcionamiento del sistema circulatorio y del sistema linfático es un elemento clave en la salud general del cuerpo humano y del conjunto de órganos. La presoterapia estimula y mejora la circulación de retorno tanto venosa como linfática.

Mediante una técnica compresiva accionada por aire, el MK400 produce una nueva acción de masaje y bombeo que realiza un drenaje linfático, contribuyendo a mejorarla circulación periférica y de retorno.



## INDICACIONES MÉDICAS

- Edema agudo
- Edema crónico
- Celulitis
- Trombosis venosa profunda (TPV)
- Edema linfático
- Post-mastectomía
- Post-traumático
- Profilaxis de la trombosis venosa
- Edema reumático
- Ciática
- Daños en espina dorsal

## INDICACIONES ESTÉTICAS Y BIENESTAR

- Recuperación tras el esfuerzo
- Fatiga, flacidez
- Relajación en estados de estrés
- Celulitis, disolución de grasas acumuladas

